





Video guida 3DMed

Gomma

La funzione “Pulizia Manuale”  consente di pulire le immagini DICOM, per osservare al meglio le emergenze del paziente.

Una volta scelta la funzione, si apre una finestra che presenta nella parte centrale la visuale 3D, a sinistra gli strumenti di Zoom e PAN ed in basso alcune opzioni legate al 3D ed il “Filtro tessuti”.

Dopo aver selezionato la funzione “Gomma” , il software consente la scelta dell'intensità e della dimensione dello strumento apposito, opzioni posizionate in basso a destra.